

TOSHIBA

Sanità

Sicurezza e gestione dati che migliorano l'assistenza ai pazienti.

La soluzione Toshiba in 4 mosse.

- > Il codice a barre identifica e traccia il paziente e la sua cartella clinica. Toshiba garantisce sicurezza, rapidità e semplicità operative, senza alcun intervento su hardware o software della struttura sanitaria.

Affidabilità e tracciabilità in 4 mosse

Toshiba offre una soluzione di stampa specifica per il settore sanitario, che garantisce la tracciabilità completa e sicura del paziente e riduce gli errori nella fase di accettazione/registrazione e nella fasi di analisi e somministrazione farmaci.




TOGETHER
INFORMATION

LA SOLUZIONE TOSHIBA IN 4 MOSSE



1 Gestione paziente e stampa braccialetto identificativo

Per il rilevamento e il monitoraggio del paziente, questa fase è fondamentale per migliorare la sua sicurezza e minimizzare i potenziali rischi medici.



2 Lettura codice paziente

Letture del braccialetto identificativo tramite lettore, collegato al sistema informatico ospedaliero.



3 Stampa etichetta

La stampante Bluetooth Toshiba riproduce il codice ID Paziente, riportando alcune informazioni aggiuntive, come ad esempio data e ora di esecuzione, ID operatore che consentono una completa tracciabilità del campione e del processo operativo, garantendone l'attendibilità.



4 Marcatura del campione

L'etichetta adesiva identifica in modo sicuro il campione prelevato, che viene contrassegnato direttamente al letto del paziente.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A.
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+49 039 6241711

Sito web
www.toshibatec.it